

Checkliste für THERA PRAX® / QEEG

	graue/r Transportkoffer für THERA PRAX®
--	---

THERA PRAX®

	THERA PRAX® Monitor
	Vesa-Adapter
	Knauf
	Ständer
	Netzkabel
	Tastatur (evtl. mit USB-Adapter)
	Maus (evtl. mit USB-Adapter)

THERA PRAX® Trainer

	THERA PRAX® Trainer
	Vesa-Adapter
	Knauf
	Ständer
	Verbindungskabel Monitor-Trainer

Bei 13-/17- bzw. 22-/26-kanaligem Verstärker

	THERA PRAX® Verstärker
	Akku (im Verstärker)
	Ladegerät mit/ohne Netzkabel

Bei 12-kanaligem Verstärker


	THERA PRAX® Verstärker (12-Kanal)
	Ladegerät Ansmann

Zubehör und Verbrauchsmaterial

	Biofeedback-Sensoren
	Medizinproduktebuch
	Sonstiges:

THERA PRAX®

Koffer



Eine detaillierte Anleitung zum Verpacken der Komponenten im Koffer befindet sich im Handbuch Kapitel Transportverpackung.

Monitor



Achtung!

Bitte Typenschild beachten! Monitor und Trainer sind nur anhand des Typenschildes sowie der Unterseite unterscheidbar.

Vesa-Adapter umfasst alles, was am Monitor angeschraubt ist. Zwischen Vesa-Adapter und Ständer befindet sich ein Sicherungsring.

Knauf und Vesa-Adapter sind abschraubbar. Bitte alle drei Teile beilegen.



Stromversorgung

Die Stromversorgung des Monitors erfolgt über ein 2-Pin-Netz Kabel.



Tastatur und Maus

Wenn vorhanden, USB-Adapter für den PS2-Anschluss bitte mit beilegen.



THERA PRAX[®] Trainer

Achtung!

Auch beim Trainer müssen alle drei Bestandteile: Vesa-Adapter, Knauf und Ständer beigelegt werden (siehe THERA PRAX[®] Monitor)

Verbindungskabel Monitor-Trainer



Verstärker 13-/17- bzw. 22-/26-Kanal

Der Verstärker setzt sich aus dem THERA PRAX[®] Verstärker mit optischen Anschlüssen, dem Ansmann-Ladegerät mit Netzkabel und den Akkus zusammen.

Achtung!

Vor dem Verschicken bitte kontrollieren, ob sich Akkus im Batteriefach befinden.

Verstärker 13-Kanal



Batteriefach mit Akkus



Ladegerät



zugehöriges Netzkabel (2-Pin)



Verstärker 12-Kanal

Zum 12-kanaligen Verstärker gehört das Ansmann-Ladegerät. Akkus sind im Verstärker verbaut.

