

Apollo TMS

Therapeutisches System für die transkranielle Magnetstimulation

Apollo TMS Therapy bietet einen neuen Standard in der Depressionstherapie, konzipiert für den Komfort der Patienten, neben innovationsfreundlicher Bedienbarkeit für den Behandler. Die intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche erleichtert es dem Anwender, sicher und effizient TMS zu applizieren. Das elegante Design des TMS-Systems trägt dazu bei, dass sich die Patienten während der Behandlung wohl fühlen. Die Behandlungssoftware ermöglicht eine einfache und personalisierte tägliche Anwendung der TMS und spart Ihnen Zeit, um sich auf das Wohlbefinden Ihrer Patienten zu konzentrieren.



Anpassbar an die Marke oder das Design Ihrer Praxis



Merkmale

- Intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche für die Auswahl von Protokollen und des Managements von Patientendaten
- Integrierte Protokolle gemäß Leitlinien zur Depressionstherapie
- Kompatibel mit leistungsstarken Stimulationsspulen (siehe unten)
- Automatische Bestimmung der motorischen Schwelle (MT)
- EMG zur physiologischen MT-Bestimmung
- Sichere und intuitive Software zur Verwaltung von Behandlungssitzungen
- Integriertes Sicherheitsmanagement gemäß den Kriterien von Rossi
- Breites Spektrum an Design-Anpassungsoptionen



Breite Palette an TMS-Spulen, einschließlich "aCool" (links), "pCool" (Mitte), PMR "Rundspule" (rechts)



Wahl zwischen der 'Soleni'-Behandlungsliege (oben) - erhältlich in über 30 Farbvarianten - oder dem 'Greiner'-Behandlungsstuhl (links)

Unser Komplettangebot

Unsere Produktlösungen sind umfassend und stellen sicher, dass Sie mit hochwertiger technologischer Unterstützung und Schulungen für klinische Anwender und Praxisteam gut ausgestattet sind. Ihr vollständiges Apollo TMS-Paket wird Folgendes umfassen:

- ✓ Vor-Ort-Installation durch geschulte Mitarbeiter
- ✓ Vor-Ort-Systemeinweisung und praktisches Training durch TMS-Experten
- ✓ Enthält eine leistungsstarke TMS-Spule und ein TMS-Starter-Set mit 10 Kappen
- ✓ Attraktive Service- und Support-Pakete



neurocare group AG / MAG & More GmbH

Machtlfinger Straße 13

81379 München, Deutschland

T +49 89 99829-2300

F +49 89 99829-2330

www.neurocaregroup.com

tms.sales@neurocaregroup.com

Disclaimer

Rechtlicher Hinweis

Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder jede andere Nutzung muss schriftlich von der neurocare group AG / MAG & More GmbH autorisiert werden. Das Kopieren dieses Produktkatalogs oder von Teilen davon ist untersagt. Sollten Sie von einer Urheberrechtsverletzung Kenntnis erlangen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@magandmore.com.

Alle Rechte vorbehalten. © 2025 neurocare group AG / MAG & More GmbH

Haftungshinweis

Wir haben bei der Erstellung dieser Produktbroschüre sorgfältig gearbeitet. Wir können jedoch keine Haftung übernehmen, falls der Inhalt nicht korrekt, vollständig oder aktuell ist. Die neurocare group AG / MAG & More GmbH übernimmt keine Verantwortung für Druckfehler. Alle Beschreibungen, Produkte und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Der Inhalt dieses Katalogs dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Firmensitz: Machtlfinger Straße 13, 81379 München, Deutschland

Registergericht: Amtsgericht München HRB 201884

USt-IdNr.: DE 129 475 495, EORI-Number: DE7784562