

Checkliste für DC-**STIMULATOR** MC

	Leih-Transportkoffer
--	----------------------

Panel-PC

	Panel-PC
	Netzteil
	Netzkabel
	Tastatur (evtl. mit USB-Adapter)
	Maus (evtl. mit USB-Adapter)

STIMULATOR

	Stimulator/-en
	USB-Kabel zum Verbinden des Stimulators mit dem Panel-PC
	Stromversorgungskabel (rot-gelb) zwischen Stimulator und Panel-PC

weitere Komponenten

	Adapter (schwarz)
	Adapterbox /-en
	Boxkabel

Bei DC-**STIMULATOR** MC 16-Kanal

	Kabelsatz zum Verbinden zweier Stimulatoren (TNC-Kabel, BNC-Kabel, Stromverbindung)
--	---

Zubehör

	Medizinproduktebuch
	Anschlusskabel rot-blau
	Sonstiges:

Zubehör DC-**STIMULATOR** MC MR

	INNER BOX /-en
	OUTER BOX /-en
	ELEKTRODEN KABEL
	STIMULATOR KABEL
	BOX KABEL

## Leih-Transportkoffer

Um einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu ermöglichen, bieten wir für 4- und 8-kanalige DC-**STIMULATOR** MC einen Leih-Transportkoffer an. Wenden Sie sich dazu bitte an den Kundenservice.

Eine Anleitung zum Bestücken des Koffers befindet sich am Ende dieses Dokumentes.

## Panel-PC



## Stimulator



## Stromversorgung

Die Stromversorgung setzt sich aus dem Netzteil und dem Netzkabel zusammen. Beides bitte beilegen.

Netzteil



Netzkabel (3-Pin)



## Tastatur und Maus

Wenn vorhanden, USB-Adapter für den PS2-Anschluss bitte mit beilegen.

Tastatur



Maus



### Verbindungskabel

Stromversorgungskabel (rot-gelb)



USB-Kabel




bei 16-Kanälen: Kabelsatz zum Verbinden zweier Stimulatoren



### Weitere Komponenten

Adapterbox



Adapter



Boxkabel



Anschlusskabel rot-blau



Zubehör DC-STIMULATOR MC MR

**OUTER BOX**



**INNER BOX**



**STIMULATOR KABEL**



**ELEKTRODEN KABEL**



**BOX KABEL**



## Verpacken des DC-STIMULATOR MC im Transportkoffer



- 1 Stimulator mit angestecktem Adapter
- 2 Adapterbox /-en
- 3 Boxkabel
- 4 Stromversorgungskabel (rot-gelb)
- 5 USB-Kabel
- 6 Netzteil
- 7 3-Pin-Netzkabel
- 8 Maus
- 9 Tastatur



- 10 Medizinproduktebuch
- 11 Panel-PC

Im Fach von Maus und Stromversorgung können ggf. die Anschlusskabel rot-blau sowie sonstiges Zubehör verpackt werden.