

Checkliste für DC-STIMULATOR, DC-STIMULATOR PLUS, DC-STIMULATOR MR

	Transportkoffer für DC-STIMULATOR / PLUS
	optional: Transportkoffer für MR-Zubehör

DC-STIMULATOR / PLUS

	DC-STIMULATOR / PLUS
	Externes Ladegerät Mascott 2116

Optionales Zubehör

	Adapterbox Trigger-Eingang
	Kabel für Trigger-Ausgang
	Kabel für Modus Extern
	Erweiterung Signal-Ausgang

Verbrauchsmaterial / Dokumente

	Anschlusskabel rot-blau
	Medizinproduktebuch

Zubehör DC-STIMULATOR MR

	INNER BOX
	OUTER BOX
	ELEKTRODEN KABEL
	STIMULATOR KABEL
	BOX KABEL

ACHTUNG!

Bitte schicken Sie in **JEDEM** Servicefall neben Ihrem STIMULATOR das **Ladegerät** sowie die **Anschlusskabel rot-blau** mit ein!

DC-STIMULATOR - Koffer

Der DC-STIMULATOR / PLUS wird in einem mit Schaumstoff gepolstertem Kunststoffkoffer ausgeliefert, der einen sicheren und zuverlässigen Transport ermöglicht. Bitte nutzen Sie diesen Koffer immer zum Versand Ihres Gerätes.

Das optionale MR-Set wird ebenfalls in einem Kunststoffkoffer ausgeliefert, der für den Versand im Servicefall genutzt werden sollte.


Ladegerät

Zum Stimulator gehört das externe Ladegerät Mascott 2116.



Anschlusskabel

Bitte immer mit beilegen!




Zubehör

Je nach Ausstattung Ihres DC-STIMULATOR / PLUS kann das folgende Zubehör vorhanden sein und sollte je nach Absprache mitgeschickt werden.

Adapterbox Trigger-Eingang



Erweiterung Signal-Ausgang



Zubehör DC-STIMULATOR MR

OUTER BOX



INNER BOX



STIMULATOR KABEL



ELEKTRODEN KABEL



BOX KABEL

